

Tek Parçalı Torba Sistemi

Sarf Malzemelerini Hazırlayın



Torba, atık torbası, temizlik için kağıt mendil ve/veya bez ile su hazırlayın. İsteğe Bağlı: Makas, kalem, ölçüm cetveli, aksesuarlar.

Kullanılmış Torba Sisteminin Çıkarın



Yapıştırıcının bir kenarını dikkatlice kaldırın ve cildi nazikçe cilt bariyerinden uzağa iterek yapıştırıcının kaldırdığınız kenarını aşağı doğru soyun. Kullanılmış torbayı uygun şekilde atın. Tuvalete atmayın.

Cildi Temizleyip Kurulayın



Cildinizi sağlık uzmanınızın önerdiği şekilde su veya yumuşak sabunla temizleyin. Tamamen durulayıp kurulayın. Cilt üzerinde yağ, pudra, losyon veya losyon tipi sabunlar kullanmayın.

Cildin Durumunu Kontrol Edin



Stomanızın etrafındaki ciltte (peristomal) tahriş, döküntü veya kızarıklık olmadığından emin olun.*

*Tahriş, döküntü veya kızarıklık olduğunu fark ederseniz, Y0IH/Y0LBH hemşirenizle iletişime geçin.

Cilt Bariyerini ve Torbayı Hazırlayın



Her bariyer uygulamasından önce bir stoma ölçüm cetveli kullanarak stomanın çapını ölçün (önceden boyutlandırılmış bir bariyer ağız kullanıyorsanız, 7. adıma geçin).



Belirlenen bariyer boyutu ağızını cilt bariyeri üzerine çizin. Cilt bariyeri, cilt ve stomanın birleştiği yere oturmalıdır. Sızıntıyı ve cilt tahrişini önlemeye yardımcı olmak için cilt bariyeri ile stoma arasında cildin hiçbir şekilde görünmediğinden emin olun.



Eğimli küçük bir makas kullanarak cilt bariyerinde dikkatlice modelle eşleşecek şekilde bir ağız kesin. Keserken koruyucu astardaki çizgiyi aşmayın. Torbayı delmeyin.



Koruyucu astarı cilt bariyerinden çıkarın.

Gerekirse Macun veya Halka Ekleyin



Uygunsa, kullanım talimatlarını izleyerek ağız çevresine bir bariyer halkası veya ince bir tabaka macun uygulayın.



Cilt bariyeri ağızını stomanın üzerine ortalayın.



Yapışmanın en iyi şekilde sağlanması için cilt bariyerine yaklaşık bir dakika boyunca hafif bir basınç uygulayın.



Bant kenarlı bariyerler için her iki tarafta da bandın arkasındaki kağıdı çıkararak yapışkanı cilde hafifçe bastırın.



Torbanın altını kapatın. Boşaltılabilir bir torba kullanıyorsanız, torbanın altındaki **Lock 'n Roll** mikro kilitli kapağı kapatın veya bir torba kelepçesi uygulayın. Bu kapama sisteminin nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla bilgi için **Lock 'n Roll Mikro Kilitli Kapak Bakım Önerilerine** bakın.



Ürostomi torbası kullanıyorsanız, boşaltım vanasının kapalı olduğundan emin olun. Boşaltım vanasındaki damla, torbanın gövde tarafına bakmalıdır. İstiyorsanız, kutuda sunulan kapağı takın.

Tek Parçalı Torba Sistemi

İPUÇLARI	ÜRÜN LİSTESİ	STOK NUMARASI
- Stomanızın etrafındaki ciltte herhangi bir kızarıklık veya yara belirtisi olmamalıdır - Tahriş olmuş cilt, bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmelidir - Bir bariyer halkası veya macun kullanıyorsanız, bunu, belirtildiği şekilde stoma ağzının yanındaki cilt bariyerinin yapışkan tarafına uygulayın - Ameliyattan sonra stomanız muhtemelen şişecektir. Stomanın kalıcı boyutuna küçülmesi birkaç hafta veya ay alabilir - Temizlik esnasında stoma hafif şekilde kanayabilir - Cilt bariyerleri uzun süre kullanıldığında cilt koruyucu mendillerin kullanılması dayanıklılık süresini azaltabileceğinden tavsiye edilmez	Tek Parçalı Torba Sistemi Aksesuarlar Bariyer halkaları Ostomi kemeri Macun Kayganlaştırıcı deodorant Stoma pudrası Diğer	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Ek Talimatlar

Cilt bariyeri uygulanmadan önce cildin temiz ve kuru olması gerekir.

Kullanmadan önce Kullanım Amacı, Kontrendikasyonlar, Uyarılar, Önlemler ve Talimatlar ile ilgili bilgi almak için Kullanım Talimatlarını mutlaka okuyun.

Hollister logosu, Lock 'n Roll ve "Sağlıklı cilt. Pozitif sonuçlar." Hollister Incorporated ticari markalarıdır.
© 2022 Hollister Incorporated. 923069-1118 ANZ Turkish-1P

Hollister Australia
PO Box 375,
Box Hill, VIC 3128
www.hollister.com.au

Customer Care
1800 880 851
priority@hollister.com.au

Hollister New Zealand
PO Box 107097,
Auckland Airport, Auckland 2150
www.hollister.co.nz

Customer Care
0800 678 669
NZCustomerService@libmed.co.nz