

Quando una placca Convessa Soft può migliorare l'Adattabilità

Caso 1: Ernia parastomale con stomia a filo cute¹

Un'ernia parastomale può creare un rigonfiamento dell'addome. La convessità è clinicamente indicata poiché una placca convessa standard può causare danni alla cute dovuti alla pressione.

Una placca convessa soft può essere una soluzione appropriata.



Caso 2: Addome solido con lesioni da pressione dovute all'uso di una placca convessa standard^{2,4}

Le ulcere da pressione possono essere più frequenti quando una placca convessa standard preme contro la pelle per un periodo di tempo prolungato, soprattutto con l'aggiunta di una cintura per stomia.

Una placca convessa soft può fornire la corretta adattabilità.



Caso 3: Stomia localizzata in una piega cutanea³

Una placca convessa standard potrebbe non conformarsi ad un profilo corporeo irregolare e staccarsi quando viene utilizzata in una zona in cui sono presenti pieghe cutanee.

Una placca convessa soft può fornire una migliore adattabilità.



Caso 4 Stomia localizzata in pieghe addominali^{2,3}

Le pieghe addominali possono compromettere la tenuta della placca. Una forma convessa può migliorare la tenuta della placca.

Una placca convessa soft può adattarsi alla profondità delle pieghe e conformarsi a differenti profili corporei, fornendo una minore pressione peristomale.



Caso 5: Altezza stomia inferiore a 20mm (2cm)³

Una stomia che non sporge sopra la cute può causare problemi di perdite al di sotto della placca cutanea.

Una placca convessa soft può fornire la corretta profondità della convessità per permettere alla stomia di sporgere.



Caso 6: Stomia post-operatoria con addome gonfio e foro decentrato con rischio di separazione mucocutanea.^{2,5}

Una separazione mucocutanea può verificarsi come risultato di una non corretta guarigione, di un'infezione o di un'eccessiva tensione in corrispondenza della giunzione mucocutanea.

Una placca convessa soft può aiutare ad ottenere una migliore adattabilità con una minore pressione alla base della stomia.



Caso 7: Stomia ad ansa (Loop stoma)³

Il tratto distale (freccia) di una stomia ad ansa può rilasciare muco in grado di intaccare la tenuta della placca.

Una placca convessa soft può aiutare ad ottenere una migliore adattabilità con una minore pressione intorno alla stomia per minimizzare il rischio di lesione.



Caso 8: Pioderma gangrenoso^{2,4}

Un trauma in corrispondenza della cute peristomale può provocare e aggravare un'ulcera gangrenosa da pioderma. È fondamentale cercare di diminuire la pressione e lo sfregamento.

Una placca convessa soft può fornire meno pressione rispetto ad una convessità standard.



Quando una placca Convessa Soft può migliorare l'Adattabilità

Alternative placche Hollister Convesso Soft



Monopezzo Moderma Convesso Soft

Opzioni:

- Placca Cutanea CeraPlus con Formulazione Remois Technology*
- Versioni ritagliabili
- Versioni pre-tagliate
- Sacca drenante
- Sacca per urostomia



Due Pezzi Conform 2 Convesso Soft

Opzioni:

- Formulazione della placca cutanea CeraPlus
- Versioni ritagliabili
- Versioni pre-tagliate



Anelli Convessi Adapt™ Ovali e Rotondi

- Placca Flextend infusa con Ceramide
- Anello con formulazione Flextend

Referenze:

- 1 Turnbull, G. The Ostomy Files: Parastomal Hernia *Ostomy Wound Management* Volume 49- Issue 11 – November 2003
- 2 J.C. Colwell, M.T. Goldberg, & J.E. Carmel (Eds.). (2004). *Fecal & Urinary Diversions: Management Principles*. In Chapter 12 and Chapter 14. St. Louis, MO: Elsevier Mosby
- 3 J.C. Colwell, M.T. Goldberg, & J.E. Carvel (Eds.). (2015). *WOCN® Society Core Curriculum Ostomy Management*. In Chapter 10. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer
- 4 J.E. Carmel, J.C. Colwell, M.T. Goldberg (Eds.), *WOCN Society Core Curriculum Ostomy Management* p 181, 186. Philadelphia: Wolters Kluwer. 2016
- 5 External Stoma and Peristomal Complications following Radical Cystectomy and Ileal Conduit Diversion: A Systematic Review - Szymanski, K.M., St-Cyr, D., Alam, T., Kassouf, W. *WOCN Society Core Curriculum Ostomy Management*. p. 192. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer. 2010

Per domande sui prodotti, esigenze di campionatura o domande cliniche dettagliate sui nostri prodotti negli Stati Uniti, chiamare il numero 1.888.808.7456. In Italia chiamare il numero verde 800.836.088

Si raccomanda un follow-up di routine con il proprio operatore sanitario.



Prima dell'uso si prega di leggere le istruzioni sull'uso previsto, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e istruzioni. Non tutti i prodotti sono marcati CE.

Il logo Hollister, Adapt, New Image, Premier and "Healthy skin. Positive outcomes." sono marchi registrati da Hollister Incorporated. © 2020 Hollister Incorporated. 923116-0220 US-00193



Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
1.800.323.406

Hollister S.p.A
Strada 4 Palazzo A7
MI, 20090
1.800.263.7400