

Conform 2 Uro

Sistema due pezzi

	Ø Flangia	Articolo
Sacche per Urostomia Cod. CND A100204		
Midi		350 ml
Trasparente	35 mm	23890
	45 mm	24890
	55 mm	25890
	70 mm	27890
Opaca	45 mm	24790
	55 mm	25790
Confezione da 10 pezzi + 10 Connettori + 10 buste disposal Codice ISO 09.18.08.009		

	Ø Flangia	Ø Foro	Articolo
Placche piane Cod. CND A100201			
SoftFlex			
Flottante lavabile	35 mm	13-20 mm	23200
	45 mm	13-30 mm	24200
	55 mm	13-40 mm	25200
	70 mm	13-55 mm	27200
Confezione da 5 pezzi Codice ISO 09.18.08.003 urostomia			

	Ø Flangia	Ø Foro	Articolo
Placche convesse Cod. CND A100201			
FlexWear			
Flottante	45 mm	13-25 mm	24300
	55 mm	13-38 mm	25300
	70 mm	13-51 mm	27300
Confezione da 5 pezzi Codice ISO 09.18.08.006 urostomia			

	Ø Flangia	Ø Foro	Articolo
Placche piane con bordo adesivo Cod. CND A100201			
FlexWear			
Flottante	35 mm	13-20 mm	33500
	45 mm	13-30 mm	34500
	55 mm	13-40 mm	35500
	70 mm	13-55 mm	37500
Confezione da 5 pezzi Codice ISO 09.18.08.003 urostomia			

	Ø Flangia	Ø Foro	Articolo
Placche convesse con bordo adesivo Cod. CND A100201			
FlexWear			
Flottante	45 mm	13-25 mm	34600
	55 mm	13-38 mm	35600
	70 mm	13-51 mm	37600
Confezione da 5 pezzi Codice ISO 09.18.08.006 urostomia			

	Ø Flangia	Ø Foro	Articolo
Placche riconducibili a convesse con bordo adesivo Cod. CND A100201			
FormaFlex			
Flottante	45 mm	fino a 32 mm	34700
	55 mm	fino a 43 mm	35700
	70 mm	fino a 57 mm	37700
Confezione da 5 pezzi Codice ISO 09.18.08.006 urostomia			

Moderma Flex Uro

Sistema monopezzo

	Ø Foro	Articolo
Sacche per Urostomia Cod. CND A100103		
SoftFlex		
Trasparente	Rit. 15-55 mm	2959055
	Opaco	Rit. 15-55 mm
Confezione da 10 pezzi + 10 Connettori Codice ISO 09.18.07.003		

	Ø Foro	Articolo
Sacche per Urostomia con bordo adesivo Cod. CND A100103		
FlexTend		
Trasparente	Rit. 15-64 mm	2949064
	Opaco	Rit. 15-64 mm
Confezione da 10 pezzi + 10 Connettori Codice ISO 09.18.07.003		

	Ø Foro	Articolo	
Sacche convesse per Urostomia Cod. CND A100103			
SoftFlex			
Trasparente	Rit. 15-25 mm	2939025	
	Rit. 15-38 mm	2939038	
	Opaco	Rit. 15-25 mm	2929025
	Rit. 15-38 mm	2929038	
Confezione da 10 pezzi + 10 Connettori Codice ISO 09.18.07.006			

	Ø Foro	Articolo
Sacche convesse per Urostomia con bordo adesivo Cod. CND A100103		
FlexTend		
Trasparente	Rit. 15-25 mm	2979025
	Rit. 15-38 mm	2979038
	20 mm	2979120
	25 mm	2979125
	30 mm	2979130
	35 mm	2979135
Opaco	Rit. 15-25 mm	2969025
	Confezione da 10 pezzi + 10 Connettori Codice ISO 09.18.07.006	

Per informazioni Numero Verde 800-836088
Telefonata gratuita.
Servizio attivo dalle 9.30 alle 17.00
dal lunedì al venerdì.



Hollister SpA


Strada 4 Palazzo A/7
20090 Milanofiori - Assago
Tel. 02.8228181
Fax 02.82281877
servizio.pazienti@hollister.com

www.hollister.it

Reservato esclusivamente agli operatori sanitari del settore IT-H045-2016/02

Conform 2 Uro
Sistema 2 pezzi

Moderma Flex Uro
Sistema monopezzo




Un grande prodotto può sempre migliorare

Conform 2 & Moderma Flex Uro

Sicurezza

Rubinetto di svuotamento ridisegnato

- Goccia bianca in rilievo per conferma visiva e tattile dell'apertura **1**
- Design asimmetrico con blocco di sicurezza incorporato per conferma della chiusura **2**
- Tappino di sicurezza integrato nel design anatomico **3**



Comfort

Materiali e forma ergonomica

- Rubinetto in materiale morbido e gradevole al tatto
- Forma arrotondata, più anatomica, discreta e confortevole
- Tessuto di rivestimento ComfortWear disponibile anche sul lato esterno



Praticità

NUOVO Connettore con alette laterali


- Click percepibile che conferma l'innesto
- Anti ostruzione per deflusso costante alla sacca di raccolta
- 10 pezzi contenuti all'interno della confezione



Discrezione

Struttura a camere multiple

- Distribuisce l'urina in modo equilibrato
- Riduce l'ingombro sotto i vestiti
- Evita lo sciabordio



Film Odor Barrier

- Multistrato antiodore
- Microgoffrato per resistenza e morbidezza

Protezione

6 valvole anti reflusso

- Efficaci in ogni posizione - non occorre girare la sacca di notte
- Attive con piccoli/grandi quantitativi di urina

