

# Pouchkins

## Sistemi pediatrici

### Sistema neonatale

	Ø Foro	Articolo
Sacca + placca	Cod. CND A100101 - Cod. ISO 09.18.04.003	
Trasparente	0-15 mm	3777



Confezione da 10 pezzi  
+ 10 Morsetti

### Sistema pediatrico Stomie Intestinali

	Ø Flangia	Ø Foro	Articolo
Placca	Cod. CND A100201 - Cod. ISO 09.18.05.003		
Flottante <b>LAVABILE</b>	45 mm	0-32 mm	3761



Confezione da 5 pezzi

	Ø Flangia	Articolo
Sacca	Cod. CND A100203 - Cod. ISO 09.18.05.012	
Trasparente	45 mm	3799



Confezione da 10 pezzi

### Sistema pediatrico Urostomie

	Ø Foro	Articolo
Sacca	Cod. CND A100103 - Cod. ISO 09.18.07.003	
Trasparente	0-39 mm	3797



Confezione da 10 pezzi



### Stickers

- In ogni confezione di Sacche Pouchkins sono inclusi coloratissimi stickers con allegri personaggi.
- Uno spazio apposito permette di annotare ora / data del cambio successivo.

## In Hollister, la Tecnologia è importante.

Hollister, leader nell'innovazione dei sistemi per stomia, offre una serie di soluzioni altamente funzionali per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con una stomia. Il nostro ricco assortimento di prodotti si distingue da tutti gli altri per la presenza delle Tecnologie Hollister specifiche per rispondere al meglio ad ogni necessità.

Il nostro impegno nello sviluppo di nuove tecnologie per migliorare la performance dei prodotti e contribuire a cambiare in meglio la vita è dimostrato da:  
Idrocolloide **SoftFlex**  
– Con fibre di cotone  
– Delicato sulla cute



- **Comfort Backing**: morbido rivestimento antiumidità lato corpo
- **Quiet Film**: antiodore antirumore
- **Disegno Anatomico**: ad angoli arrotondati



**Hollister SpA**  
Strada 4 Palazzo A/7  
20090 Milanofiori - Assago  
Tel. 02.8228181  
Fax 02.82281877

[www.hollister.it](http://www.hollister.it)

Per informazioni Numero Verde 800-836088  
Telefonata gratuita - Servizio attivo dal lunedì  
al venerdì dalle 9.30 alle 17.00.

CE Hollister e logo, Pouchkins, SoftFlex e Lock'n Roll  
sono marchi registrati da Hollister Incorporated.  
© Hollister Incorporated.

## Pouchkins

### Sistemi pediatrici per Stomia



Hollister Stomia. **Dettagli Importanti**





## Pouchkins

### Sistemi pediatrici per Stomia



#### Sistema neonatale

Sacca e placca vanno unite prima dell'applicazione



- Barriera adesiva morbida e flessibile,
- Diametro 5 cm
- Ritagliabile fino a 15 mm
- Senza foro d'invito per la massima libertà di posizionamento



- Lunghezza sacca 11,5 cm
- Volume 50 ml (ISO Standard)
- Morsetti morbidi inclusi per uso come sacca aperta

#### Sistema pediatrico Stomie Intestinali



##### Placca

- Dimensioni 7x7 cm
- Flangia 45 mm
- Ritagliabile fino a 32 mm
- Senza foro d'invito per la massima libertà di posizionamento
- Flangia flottante a profilo ultra basso



##### Sacca Aperta

- Dimensioni 18x11 cm
- Volume 230 ml (ISO standard)
- Agganci per cintura



##### Lock'n Roll

Chiusura integrata

##### Sacca per ileostomia



- Pratico e sicuro
- Semplice da usare
- Sempre pulito

#### Sistema pediatrico Urostomie



- Barriera adesiva morbida e flessibile, ritagliabile fino a 38 mm
- Senza foro d'invito per la massima libertà di posizionamento
- Anti reflux

Valvola di drenaggio morbida con tappo  
Raccordabile a tutte le sacche di raccolta



- Lunghezza sacca 22 cm
- Volume 230 ml (ISO Standard)