

	DPCM 12/01/2017		D.L.332 27/08/1999	
	Codice ISO	Q.tà mese	Codice ISO	Q.tà mese
<b>CONVOGLIATORI URINARI</b>				
<b>CATETERI VESCICALI A INTERMITTENZA</b>				
<b>Catetere autolubrificante a base di gel</b> Il gel di lubrificazione che favorisce l'introduzione e contenerne il traumatismo può presentarsi già adeso alla superficie del catetere o incorporato nella confezione in una apposita camera separata (al momento dell'uso, si rompe il diaframma e il gel lubrifica il catetere). Le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.	09.24.06.103	120	-	-
<b>Catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (PRONTO ALL'USO)</b> In confezione singola sterile; nella confezione è già contenuta la soluzione acquosa per l'attivazione della superficie; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte sulla base delle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.	09.24.06.303	120	-	-
<b>Catetere autolubrificante a base di gel CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA</b> In confezione singola sterile; il gel di lubrificazione può presentarsi già adeso alla superficie del catetere o incorporato nella confezione; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.	09.24.06.403	120	-	-
<b>Catetere autolubrificante idrofilo CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA</b> In confezione singola sterile; nella confezione è già contenuta la soluzione acquosa per l'attivazione della superficie; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.	09.24.06.503	120	-	-
<b>Catetere autolubrificante per uomo</b> Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametri, non necessitante dell'uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile per uomo.	-	-	09.24.06.012	120
<b>Catetere autolubrificante per donna e bambino oltre i 6 anni</b> Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametri, non necessitante dell'uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile per donna e bambino oltre i 6 anni.	-	-	09.24.06.011	120
<b>Catetere autolubrificante per bambini da 1 a 6 anni</b> Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametri, non necessitante dell'uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile per bambino da 1 a 6 anni.	-	-	09.24.06.010	150
<b>Catetere autolubrificante per neonato fino ad un anno</b> Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametri, non necessitante dell'uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile per neonato fino ad 1 anno.	-	-	09.24.06.009	180
<b>Catetere con sacca integrata</b> Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametri, non necessitante dell'uso di gel lubrificante, integrato in una sacca graduata in confezione singola sterile.	-	-	09.24.06.015	60
<b>CONDOM PER URINA</b>				
<b>Guaina in materiale ipoallergenico</b> Dispositivo in materiale sintetico o in lattice, autocollante o con striscia adesiva o bi-adesiva; in genere, più sottile nella parte anteriore e con la punta rinforzata, l'attacco a raccordo deve adattarsi ad ogni tipo di sacca di raccolta dell'urina. La misura del diametro (18 - 40 mm, in genere) favorisce l'adesione e la funzione e deve essere riportata in dettaglio nella prescrizione specialistica prima di procedere all'acquisto.	09.24.21.003	60	09.24.09.003	30
<b>RACCOGLITORI DI URINA</b>				
<b>SACCA DI RACCOLTA DELL'URINA, DA LETTO</b>				
Monouso a fondo chiuso	09.27.04.006	30	09.27.07.003	30
Riutilizzabile con rubinetto di carico	09.27.05.003	20	09.27.07.006	8
<b>SACCA DI RACCOLTA DELL'URINA, DA GAMBA</b>				
Monouso	09.27.04.003	30	09.27.04.003	30
Riutilizzabile	09.27.05.006	20	09.27.04.006	8