

# Accessori Adapt



NEW



## Contro le perdite

Prescrivibili Codice Iso 09.18.30.003 2 pezzi al mese

Descrizione	Confezione	Articolo
Adapt Paste	Tubo da 60 ml	79300
Adapt Barrier Strips (6g cad)	Scatola da 10 pezzi	79400
Adapt Barrier Ring Sottile (48mm Ø)	Scatola da 10 pezzi	7815
Adapt Barrier Rings (48mm Ø)	Scatola da 10 pezzi	7805
Adapt Barrier Rings (98mm Ø)	Scatola da 10 pezzi	7806
Adapt Convex Barrier Rings (17-26mm Ø)	Scatola da 10 pezzi	79520
Adapt Convex Barrier Rings (27-36mm Ø)	Scatola da 10 pezzi	79530
Adapt Convex Barrier Rings (37-46mm Ø)	Scatola da 10 pezzi	79540
Karaya Paste	Tubo da 128 ml	7910

## Per la cute

Prescrivibili Codice Iso 09.18.30.006 2 pezzi al mese

Descrizione	Confezione	Articolo
Adapt Stoma Powder	Flacone da 28 gr	7906
Adapt No Sting	Scatola da 50 pezzi	7917

Riconducibili Codice Iso 09.18.30.006 2 pezzi al mese

Descrizione	Confezione	Articolo
Adapt Skin Cleanser	Flacone da 236 ml	7210

## Descrizione esicurezza

Descrizione	Confezione	Articolo
Adapt Lubricating Deodorant	Flacone da 236 ml	78500
Adapt Cintura (58 - 109 cm)	1 pezzo	7300

ITP046-2016/01  
Riservato esclusivamente agli operatori sanitari del settore



Adapt  
Accessori  
per stomia



**Hollister SpA**

Strada 4 Palazzo A/7  
20090 Milanofiori - Assago

Tel. 02.8228181

Fax 02.82281877

servizio.pazienti@hollister.com

www.hollister.it

Per informazioni Numero Verde 800-836088

Telefonata gratuita.

Servizio attivo dalle 9.30 alle 17.00

dal lunedì al venerdì.



Hollister e logo, Adept, FlexTend, FormaFlex, FlexTend M, sono marchi registrati da Hollister Incorporated.  
©2016 Hollister Incorporated.



## Adapt Barrier Ring Flessibili e resistenti



Morbidi e flessibili, prendono subito la forma e lo spessore richiesto.

Garantiscono elevata resistenza in uso anche nei casi più difficili.

Sono eccezionalmente confortevoli perchè seguono ogni movimento.

Senza alcool o sostanze irritanti, sono ideali anche per la pelle più delicata o in presenza di lesioni.

### Adapt Anelli Barriera

- Si modellano facilmente
- Mantengono la forma data
- Rimangono integri alla rimozione
- Possono essere stirati, tagliati, usati interi o a pezzi
- Proteggono e ripristinano il pH cutaneo
- **NUOVO - sottile**

Formula esclusiva con lo speciale **idrocolloide Flextend M**, sviluppata per garantire eccezionale flessibilità e durata - e massima facilità d'uso

### Adapt Anelli Barriera Convessi

- Ritagliabili ed estensibili
- Possono essere usati interi o a pezzi
- Creano un sigillo intorno alla stoma, livellando pieghe e dislivelli
- Mantengono la forma convessa
- Rimangono integri alla rimozione
- Elevata resistenza all'erosione

Formula esclusiva con **idrocolloide Flextend**, specifico per ottimizzare resistenza in uso ed assorbimento.



## Adapt Accessori Protezione totale, efficacia provata



### Adapt Paste

#### Pasta livellante

Adesione sicura del sistema di raccolta

- Riempie le pieghe cutanee
- Morbida e malleabile
- Consistenza cremosa, si stende con facilità
- Livella pieghe e disomogeneità
- Basso contenuto alcolico, non irrita la pelle
- Tubo morbido con tappo rosso ben visibile

### Adapt Stoma Powder

#### Polvere assorbente

Per la cura delle piccole lesioni

- A base di sostanze naturali, facilita la guarigione
- Efficace in piccolissime quantità

### Adapt Skin Cleanser

#### Detergente liquido

Delicatissimo ed efficace

- Formula speciale: non lascia residui e facilita il risciacquo
- Morbida schiuma: facilita il distacco di sporco ed agenti irritanti.
- Pratico ed igienico erogatore spray

### Hollister Karaya Paste

#### Pasta livellante

- Protegge pelle dagli agenti aggressivi
- Contiene Karaya, sostanza naturale con proprietà rigeneranti e curative
- Uniforma la cute e sigilla le pieghe cutanee, prolungando la durata in uso della placca

### Adapt Barrier Strips

#### Barrette preformate idrocolloide Flextend

Ritagliabili, estensibili

- Da usare intere o a pezzi
- Sigillano e livellano pieghe e dislivelli
- Elevata resistenza all'erosione
- Rimangono integre
- Senza alcool
- In confezione singola

### Adapt No Sting

#### Salviettine protettive

Per la difesa della pelle

- Assicurano una perfetta tenuta dell'adesivo
- Formano un film isolante che protegge la pelle
- Facili e veloci da usare
- Senza alcool

### Adapt Lubricating Deodorant

#### Deodorante lubrificante

Discrezione, freschezza e pulizia

- Neutralizza gli odori - non è un profumo!
- Igienizza la sacca, mantenendola fresca
- Facilita il drenaggio
- Formula trasparente, antimacchia
- Pratico flacone dosatore

### Adapt Cintura

#### Cintura di sostegno per sacca da stomia

- Morbida e confortevole
- Misura universale - regolabile da 58 a 109 cm
- Anallergica
- Lavabile
- Color pelle