

L'evidenza dello Skin Health incontra

l'ultima innovazione per urostomia



NUOVO Moderma Flex Urostomia CeraPlus con Tecnologia Remois*:

Progettato per mantenere la cute sana
fin dall'inizio.¹

**L'adattabilità che preferisci.
La formulazione progettata per aiutare
a mantenere la cute sana.**

Il meglio di entrambi per i tuoi pazienti
con Urostomia.



1. Colwell J., Pittman J., Raizman R., Salvadalena G. A randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Condition (ADVOCATE), J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018; 45(1); 37-42



*Remois is a technology
of Alcare Co., Ltd.

Scegli il prodotto per Urostomia che ti aiuta a mantenere la cute sana

Idrocolloide infuso con Ceramide

- **Protegge** la naturale idratazione della pelle
- **Riduce** i valori di perdita di acqua transepidermica (TEWL) da cute danneggiata o lesa
- **Mantiene** la cute peristomale sana

Bordo Adesivo

Intorno alla barriera cutanea garantisce un maggiore senso di sicurezza per aumentare la fiducia e la tranquillità dei pazienti.

Rubinetto di svuotamento

La forma ergonomica e il materiale più morbido contribuiscono ad aumentare il comfort e la facilità d'uso.



Piano, Convesso e Convesso Soft

Scegli il prodotto giusto per ottenere la corretta adattabilità:

- **Piano:** in caso di protrusione corretta dello stoma e area peristomale liscia
- **Convesso Soft:** necessità di una leggera pressione e flessibilità intorno allo stoma e all'area peristomale
- **Convesso:** necessità di maggiore convessità intorno alla stomia e all'area peristomale.

Struttura a camere multiple

Le camere multiple incorporate aiutano a **distribuire l'urina in modo uniforme e ridurre l'ingombro** della sacca.

| Codice | Tipo | Ritagliabilità | Foro |
|--------|---------------|----------------|----------|
| 59400 | Piano | Rit. | 13-64 mm |
| 59820 | Convesso Soft | Pret. | 20 mm |
| 59825 | Convesso Soft | Pret. | 25 mm |
| 59830 | Convesso Soft | Pret. | 30 mm |
| 59900 | Convesso Soft | Rit. | 13-25 mm |
| 59901 | Convesso Soft | Rit. | 13-38 mm |
| 59902 | Convesso Soft | Rit. | 13-55 mm |
| 59620 | Convesso | Pret. | 20 mm |
| 59625 | Convesso | Pret. | 25 mm |
| 59630 | Convesso | Pret. | 30 mm |
| 59700 | Convesso | Rit. | 13-25 mm |
| 59701 | Convesso | Rit. | 13-38 mm |
| 59702 | Convesso | Rit. | 13-51 mm |



Per maggiori informazioni sulla Sacca per Urostomia **CeraPlus**, rivolgiti al tuo Sales Specialist di zona, visita il nostro sito www.hollister.it o contattaci al numero verde Hollister **800.836088**.

Prima dell'uso si prega di leggere le istruzioni per l'uso per informazioni sull'uso previsto, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e istruzioni. Il logo Hollister, CeraPlus e "Healthy skin. Positive Outcomes." sono marchi registrati da Hollister Incorporated. Tutti gli altri marchi e copyrights sono dei rispettivi proprietari. Non tutti i prodotti recano il marchio CE.
© 2020 Hollister Incorporated.

